



11.27 Deambulatore scorrevole su 4 ruote



Categoria Prodotto: [IHS](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/catalogo-prodotti/ihs/11-27-deambulatore-scorrevole-4-ruote/>

Descrizione Prodotto

Telaio in acciaio verniciato e cromato. Ascellari imbottiti regolabili in altezza e

profondità.

4 ruote Ø 100 mm alla base, le 2 posteriori con freni a leva manuali di emergenza e stazionamento.

Telaio pieghevole. Portata kg 100.

Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-2.