



10.70ET LETTO ARTICOLATO ELETTRICO



Categoria Prodotto: [Letti e Ausili](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/catalogo-prodotti/letti-e-ausili/10-70et-letto-articolato-elettrico/>

Descrizione Prodotto

Le testate "Top" in legno massello di faggio con specchio centrale in truciolare impiallacciato su tutte le superfici sono asportabili senza l'uso di utensili e predisposte per l'inserimento delle sponde art. 10.59 sponde top e/o art. 10.59A sponde alluminio.

Struttura in profilato d'acciaio con fondo rigido a maglia di rete elettrosaldata rettangolare da cm.10x5, il tutto verniciato a polveri. Tutti i componenti utilizzati per la costruzione e finitura sono atossici e biocompatibili.

Possibilità di inserimento: set ruote ø 125 art. 16.09, sostegno per letto art. 10.44, portaflebo art. 13.02L. Dimensioni cm 203x104x48h piano rete. Portata 170 kg.

Requisiti secondo la Norma CEI UNI EN 60601-2-52.