



20.20DH21 MATERASSO ANTIDECUBITO - AIR MEDICAL ACTIVE SYSTEM



Categoria Prodotto: [Letti e Ausili](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/catalogo-prodotti/letti-e-ausili/materasso-antidecubito-air-medical-active-system-2/>

Descrizione Prodotto

Soluzione antidecubito a fluttuazione alternata per alto e medio rischio.

Ausilio con notevole valenza terapeutica e riabilitativa destinata alla cura e prevenzione delle piaghe da decubito in ambito ospedaliero e anche domiciliare.

Materasso ad elementi (con configurazione a doppia C sovrapposta) intercambiabili con compressore (silenzioso) a controllo digitale, completo di telo di copertura in P.U. bi elastico ignifugo, biocompatibile, idrorepellente ai liquidi, traspirante.

Il Kit completo di valvola C.P.R., connettori di alimentazione sono facilmente sganciabili grazie agli innesti C.P.C.,

allarmi acustici e visivi in caso di anomalie.

Dim. cm 200x90x21h - Portata 200 kg. Requisiti secondo la Norma EN 12182 - CEI UNI EN 60601-2-52