



## 10.48 SOSTEGNO LETTO CON BASE



**Categoria Prodotto:** [Letti e Ausili](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/10-48-sostegno-letto-base/>

### Descrizione Prodotto

Supporto adattabile a tutti i letti in uso domiciliare. Struttura in acciaio verniciato. Telaio montabile.

Triangolo in nylon con cinghia registrabile.

Peso kg 14.

Requisiti secondo la Norma CEI UNI EN 60601-2-52.