



10.58E BASE REGOLABILE OLEODINAMICA



Categoria Prodotto: [Letti e Ausili](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/10-58e-base-regolabile-oleodinamica/>

Descrizione Prodotto

Struttura in profilato d'acciaio verniciato polveri. Telaio a crociera per la variazione dell'altezza da cm 40 a cm 80 a mezzo pompa oleodinamica con comando pedale sui due lati per salita e discesa. Attacchi per l'applicazione ai nostri letti.

Possibilità di inserimento: set ruote ø 125 art. 16.01.

Dimensioni cm. 160x90x40+40h.

Portata kg.230.

Requisiti secondo la Norma CEI UNI EN 60601-2-52.

Disponibile anche in versione larghezza cm. 120 art. 10.58E/120.