



10.64ET LETTO 2 MANOVELLE



Categoria Prodotto: [Letti e Ausili](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/10-64et-letto-2-manovelle/>

Descrizione Prodotto

Le testate "Top" in legno massello di faggio con specchio centrale in truciolare impiallacciato su tutte le superfici sono asportabili senza l'uso di utensili e predisposte per l'inserimento delle sponde art. 10.59 sponde Top e/o art. 10.59A sponde alluminio.

Tutti i componenti utilizzati per la costruzione e finitura sono atossici e biocompatibili.

Possibilità di inserimento: - set ruote \varnothing 125 art. 16.09 - sostegno per letto art. 10.44 - portaflebo art. 13.02L. **Dimensioni cm 203x104x48h piano rete**
Portata 170 kg. Requisiti secondo la Norma CEI UNI EN 60601-2-52.