



10.77CN200 SOLLEVATORE COMPACT PORTATA kg 200



Categoria Prodotto: [Transfer](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/10-77cn200-sollevatore-compact-portata-kg-200/>

Descrizione Prodotto

Il **Sollevatore Compact** è stato realizzato per venire incontro alle necessità di

praticità, di sicurezza, di adattabilità e di comodità che sono richieste nell'uso quotidiano di tali prodotti.

I componenti come il braccio di sollevamento regolabile in profondità, la colonna regolabile in altezza e l'imbragatura adattabile, consentono di effettuare operazioni di sollevamento in piena sicurezza ed armonia con le caratteristiche antropometriche dell'utente. Le dimensioni ridotte consentono il passaggio in spazi limitati ed il pieno controllo da parte degli assistenti.

Le gambe della base, dotate di robuste ruote gemellari (due con freno a pedale), sono divaricabili tramite leva per agevolare l'accesso frontale a carrozzelle od altro in piena stabilità e sicurezza. Il movimento del braccio è garantito dall'attuatore elettrico, con telecomando con cavo estensibile. Box centralina con interruttore di emergenza e batterie asportabili.

Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.

Versione portata 200 Kg. 15.99B

Optional pacco batterie supplementare con caricabatterie separato dal sollevatore, permette continuità di utilizzo.