



10.77MN150 MINI-SOLLEVATORE ELETTRICO PORTATA kg 150



Categoria Prodotto: [Transfer](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/10-77mn150-mini-sollevatore-elettrico-portata-kg-150/>

Descrizione Prodotto

Il **Minisollevatore** è un prodotto studiato per abbinare la comodità dei comuni sollevatori con la praticità delle dimensioni più contenute richieste nell'uso in ambienti ridotti.

Tale peculiarità, abbinata all'ampia corsa del braccio di sollevamento, consente di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari durante la cura quotidiana. Le gambe della base, dotate di robuste ruote gemellari (due con freno a pedale), sono divaricabili tramite leva per agevolare l'accesso frontale a carrozzelle o altro in piena stabilità e sicurezza.

Il movimento del braccio è garantito dall'attuatore elettrico, dotato di sistema di sicurezza in caso di black-out ed alimentato da 2 batterie a 24V, con pulsanti di salita e discesa sul telecomando in dotazione.

Portata massima di 150 Kg. con un'autonomia di 50 cicli completi di salita e discesa.

Sono disponibili **diversi tipi e taglie di imbragature** per l'adattamento alla mobilità del paziente.

La **struttura in acciaio del Minisollevatore** è facilmente smontabile per il trasporto e lo stoccaggio. **Carica batterie automatico in dotazione.**