



10.77N150 SOLLEVATORE ELETTRICO A BATTERIE



Categoria Prodotto: [Transfer](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/10-77n150-sollevatore-elettrico-a-batterie/>

Descrizione Prodotto

Il **solleva persone** è collaudato per un peso **fino 150 kg**. La sua corsa di

sollevamento permette di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. L'adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature.

Grazie alle **ruote gemellari di cui 2 con freno**, è possibile inserirsi senza problemi sotto gli abituali letti nell'ambito domestico e ospedaliero. La base divaricabile permette un **facile trasferimento** da ed alla carrozzina o altro. Telecomando con 2 mt. di cavo centralina elettronica con pulsante di emergenza e led stato batteria, 2 batterie da 12V. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.