



10.77N200 SOLLEVATORE ELETTRICO A BATTERIE



Categoria Prodotto: [Transfer](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/10-77n200-sollevatore-elettrico-a-batterie/>

Descrizione Prodotto

Il solleva persone è collaudato per un peso fino 200 kg.

La sua corsa di sollevamento permette di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. L'adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature.

Grazie alle **ruote gemellari di cui 2 con freno**, è possibile inserirsi senza problemi sotto gli abituali letti nell'ambito domestico e ospedaliero. La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.

Portata max 200 kg.