



10.77T200 TOWER LIFT



Categoria Prodotto: [Transfer](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/10-77t200-tower-lift/>

Descrizione Prodotto

Il **Tower Lift** è la soluzione più dinamica e completa per la movimentazione di pazienti in sicurezza, grazie alla sua stabilità.

La colonna permette un'escursione in altezza di cm 110 circa. E' possibile raccogliere un paziente dal pavimento. Il bilancino dove si aggancia l'imbragatura permette di ruotare il paziente per non basculare durante la movimentazione.

Tower Lift è un sollevatore con movimentazione verticale elettrica, anche l'apertura delle gambe è elettrica, il tutto alimentato in bassa tensione a 24V a mezzo telecomando, completo di box batterie, elettronica e caricabatterie e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma 10535 UNI EN ISO.

Imbracature in versione L-XL-XXL.

Portata max. 200 kg.

Imbracature disponibili:

- ART. 15.95A Imbracatura per amputati bilaterali. - ART. 15.95A-DX/SX Imbracatura per amputati monolaterali. - ART. 15.95 Imbracatura ad amaca con contenzione del capo. - ART. 15.95E Imbracatura a presa sottoascellare e cinghie per le gambe. - ART. 15.94 Imbracatura a barella. - ART. 13.07T Dinamometro con bilancino. - ART. 15.93T Bilancino articolato per tower lift. - ART. 15.95T Imbragatura avvolgente per bilancino articolato