



## 10.88N LETTO ALZHEMIER



**Categoria Prodotto:** [Letti e Ausili](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/10-88n-letto-alzheimer/>

### Descrizione Prodotto

Si tratta di un letto progettato con particolare attenzione per una destinazione d'uso per patologia di alzheimer; le funzioni sono quelle di un letto a 4 sezioni con articolazioni elettriche di variazione degli angoli del fondo con altezza variabile da minimo cm. 23 a massimo cm. 68, proprio questa la prerogativa che lo distingue da un classico letto ospedaliero.

La struttura è in profilato d'acciaio, con fondo rigido a maglie di rete elettrosaldata rettangolare da cm 10x5, il tutto verniciato a polveri. Le movimentazioni degli angoli del fondo e dell'altezza variabile sono con attuatori lineari alimentati in bassa tensione 24V con comandi su pulsantiera collegata con cavo spiralato, alimentazione primaria da rete a 220V.

Possibilità di movimentazione Trendelenburg e contro Trendelenburg. Le testate "Top" in legno di faggio con specchio centrale in M.D.F. impiallacciato su tutte le superfici sono asportabili e predisposte per l'inserimento delle sponde Top a 4 elementi che sono in dotazione.

Nr. 4 ruote  $\varnothing$  75 alla base, 2 con freno.

Tutti i componenti utilizzati per la costruzione e finitura sono atossici e biocompatibili.

Dimensioni cm 217x104x23+45 h piano rete.

Portata 230 kg.

Requisiti secondo la Norma CEI UNI EN 60601-2-52.