



11.27A Deambulatore scorrevole su 4 ruote completo di appoggi antibrachiali



Categoria Prodotto: [IHS](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/11-27a-deambulatore-scorrevole-4-ruote-completo-appoggi-antibrachiali/>

Descrizione Prodotto

Deambulatore con 4 ruote Ø100 mm alla base, le anteriori direzionali.
Morbidi appoggi antibrachiali regolabili in altezza con morsetto a leva.
Impugnature anteriori in gomma morbida, regolabili in profondità, con leve freno manuali di emergenza e stazionamento che agiscono sulle ruote posteriori. Telaio pieghevole. Portata kg 100.
Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-2.