



## 11 47 DEAMBULATORE CON 2 RUOTE E 2 PUNTALI JUNIOR



**Categoria Prodotto:** [Linea Junior](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/11-47-deambulatore-con-2-ruote-e-2-puntali-junior/>

### Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Struttura in acciaio cromato e verniciato. Impugnature ad altezza variabile. 2 ruote anteriori fisse o a richiesta piroettanti, 2 puntali posteriori. Telaio pieghevole. Peso kg 5. Portata kg 100.

Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2.