



## 11.47C DEAMBULATORE POSTERIORE JUNIOR



**Categoria Prodotto:** [Linea Junior](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/11-47c-deambulatore-posteriore-junior/>

### Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Telaio in **profilato d'acciaio verniciato a forno** con polveri epossidiche.

Deambulatore con 4 ruote alla base, le 2 anteriori piroettanti con blocco direzionale, le 2 posteriori a rotazione unidirezionale. Dotazione del supporto imbottito appoggia schiena. Maniglione superiore regolabile in altezza e profondità.

Telaio pieghevole.

**Misure disponibili: piccolo, medio, grande. Portata: Kg 100.**

Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2.