



11.47RG Deambulatore con 2 ruote e 2 puntali



Categoria Prodotto: [IHS](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/11-47rg-deambulatore-2-ruote-2-puntali-2/>

Descrizione Prodotto

Struttura in acciaio cromato e verniciato. Impugnature ad altezza variabile. 2 ruote

Ø 100 mm anteriori fisse, 2 puntali posteriori. Telaio pieghevole. Portata kg 120.
Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-2.