



11.50 DEAMBULATORE FISSO ED ARTICOLABILE JUNIOR



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/11-50-deambulatore-fisso-ed-articolabile-junior/>

Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Telaio in alluminio regolabile in altezza da cm 60 a cm 75. Possibilità di articolare il telaio disinserendo il bloccaggio che inibisce l'articolazione. Manopole morbide in poliuretano. Tappi antiscivolo alle basi. Telaio pieghevole. Peso kg 2,7. Portata kg 100. Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-1.