



11.50/2R Deambulatore



Categoria Prodotto: [IHS](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/11-502r-deambulatore-fisso-ed-articolato/>

Descrizione Prodotto

Telaio in alluminio regolabile in altezza da cm 74 a cm 92.

Possibilità di articolare il telaio disinserendo il bloccaggio che inibisce

l'articolazione. Manopole morbide in poliuretano. 2 ruote anteriori fisse e 2 tappi posteriori. Telaio pieghevole.

Peso kg 3,7. Portata kg 100.

Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-2.