



## 11.50/2RG DEAMBULATORE FISSO ED ARTICOLABILE JUNIOR



**Categoria Prodotto:** [Linea Junior](#)

**URL Prodotto:**

<https://vassilli.it/prodotto/11-502rg-deambulatore-fisso-ed-articolabile-junior/>

### Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Telaio in alluminio regolabile in altezza da cm 68 a cm 75. Possibilità di articolare il telaio disinserendo il bloccaggio che inibisce l'articolazione. Manopole morbide in poliuretano. 2 ruote anteriori piroettanti e 2 tappi posteriori. Telaio pieghevole.

**Peso kg 3,7. Portata kg 100.**

Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2.