



11.50/2RG Deambulatore



Categoria Prodotto: [IHS](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/11-502rg-deambulatore/>

Descrizione Prodotto

Telaio in alluminio regolabile in altezza da cm 74 a cm 92.

Possibilità di articolare il telaio disinserendo il bloccaggio che inibisce

l'articolazione. Manopole morbide in poliuretano. 2 ruote anteriori piroettanti e 2
tappi posteriori. Telaio pieghevole.

Peso kg 3,7. Portata kg 100.

Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2