



11.50/4RP DEAMBULATORE 4 RUOTE CON FRENO A PRESSIONE JUNIOR



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto:

<https://vassilli.it/prodotto/11-504rp-deambulatore-4-ruote-con-freno-a-pressione-junior/>

Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Telaio in alluminio pieghevole e regolabile in altezza. Possibilità di articolare il telaio disinserendo il bloccaggio che inibisce l'articolazione. N° 2 ruote anteriori

piroettanti, 2 posteriori fisse con freno di emergenza a pressione sulle maniglie superiori che per effetto del carico esercitato inserisce il tappo terminale a pavimento. Manopole morbide in poliuretano.

Requisiti secondo la Norma EN ISO 11199-2. **Portata kg 80.**