

## 12.15XL COMODA



Categoria Prodotto: Extra Large Solutions, Comode

URL Prodotto: https://vassilli.it/prodotto/12-15xl-comoda/

## **Descrizione Prodotto**

Ausilio con una struttura rinforzata destinata a persone molto robuste. Dimensioni interne della larghezza della seduta disponibili nelle seguenti misure: cm 50-55-60. Il telaio è di tipo rigido rinforzato in profilati d
acciaio verniciato a polveri atossiche.

La seduta è imbottita e rivestita in similpelle molto confortevole. La profondità della seduta può essere adattata a persone di varia altezza da cm 160 a cm 195. Disponibile con e senza dispositivo WC. Lo schienale è inclinabile fino a 60° e l□articolazione è reciproca col movimento dell□inclinazione del corpo. Anche le pedane sono inclinabili, regolabili in flessione ed estensione e si articolano in maniera reciproca con i piatti tibiali del ginocchio. I braccioli sono estraibili per facilitare il trasferimento laterale e poter avvicinarsi ai tavoli. Le ruote posteriori sono di Ø 600, pneumatiche, rinforzate con cerchio corrimano e freni di stazionamento. Le ruote anteriori sono di Ø 200 x 50 pneumatiche montate su cuscinetti a sfera.

Portata massima 160 kg.