



12.15XXL COMODA



Categoria Prodotto: [Extra Large Solutions](#), [Comode](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/12-15xxl-comoda/>

Descrizione Prodotto

Ausilio con una struttura rinforzata destinata a persone molto robuste.
Il telaio è di tipo rigido rinforzato in profilati d'acciaio verniciato a polveri atossiche.

La seduta è imbottita e rivestita in similpelle molto confortevole. La profondità della seduta può essere adattata a persone di varia altezza da cm 160 a cm 195.

Disponibile con e senza dispositivo WC. Lo schienale è inclinabile fino a 60° e l'articolazione è reciproca col movimento dell'inclinazione del corpo. Anche le pedane sono inclinabili, regolabili in flessione ed estensione e si articolano in maniera reciproca con i piatti tibiali del ginocchio.

I braccioli sono estraibili per facilitare il trasferimento laterale e poter avvicinarsi ai tavoli. Le ruote posteriori sono di Ø 600, pneumatiche, rinforzate con cerchio corrimano e freni di stazionamento. Le ruote anteriori sono di Ø 200 x 50 pneumatiche montate su cuscinetti a sfera.

Dimensioni interne della larghezza della seduta disponibili nelle seguenti misure: cm 65-70-75. Portata massima 220 kg.