



17.57N EVOLUTION ACTIVA



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-57n-evolution-activa/>

Descrizione Prodotto

Carrozzella pieghevole con telaio in alluminio e materiali compositi. Peso totale: 14 kg. Pedane separate asportabili per ridurre l'ingombro. Dotata di ruote posteriori da Ø 600 pneumatiche ad estrazione rapida e ruote anteriori da Ø 120.

Schienale con possibilità di variare la tensione delle cinghie di sostegno e dotato di impugnature di spinta regolabili in altezza. Possibilità di modificare la profondità della seduta della carrozzina fino a + 8 cm. Spostamento degli assi delle ruote e della messa a piombo dell'asse verticale delle ruote anteriori. Camber di 5° sulle ruote grandi. Portata fino a 120 kg.

Disponibile con sedute da 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm. Modello registrato.