



17.60XXL EVOLUTION



Categoria Prodotto: [Extra Large Solutions](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-60xxl-evolution/>

Descrizione Prodotto

Telaio pieghevole rinforzato a doppia crociera in acciaio verniciato a polveri.
Possibilità di aumentare la profondità di seduta fino a 8cm. Tessuti sintetici portanti

imbottiti, atossici e ipoallergenici, lavabili e di facile asportazione per la sostituzione o sanificazione. Schienale regolabile in altezza +8cm. Braccioli ribaltabili con bloccaggio anteriore muniti di paratie di protezione e contenimento.

Ruote posteriori Ø 600 rinforzate pneumatiche, montate su cuscinetti a sfere e munite di freno di stazionamento. Supporto delle ruote posteriori predisposto per lo spostamento dei perni. Pedane poggiapiedi regolabili separate con pedana intera, supporti pedana girevoli e asportabili con sblocco con innesto rapido. Complete di fascia poggiapolpacci asportabile. Supporto della forcella munito di dispositivo per la regolazione dell'asse di rotazione verticale. Ruote anteriori direzionali Ø200x50 pneumatiche. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore. Dispositivo posteriore per facilitare il superamento di gradini.

Larghezze sedute disponibili
cm 65-70-75. Portata max 220Kg.