



17.68N EVOLUTION LIGHT JUNIOR



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-68n-evolution-light-junior/>

Descrizione Prodotto

Adattabile da 8 a 15 anni circa

Carrozzella pieghevole con telaio in alluminio. Peso totale: 15 kg. Struttura

verniciata. Pedane girevoli, asportabili, regolabili in altezza. Braccioli "desk" ribaltabili con imbottitura.

Schienale regolabile in altezza. Dotata di ruote pneumatiche, posteriori da Ø 560 ad estrazione rapida ed anteriori da Ø 150. Possibilità di variare il carico spostando il centro dei perni delle ruote.

Portata fino a 100 Kg. Disponibile con sedute da 36 cm Junior. Modello registrato.