



17.68N EVOLUTION LIGHT



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-68n-evolution-light/>

Descrizione Prodotto

17.68N EVOLUTION LIGHT

Carrozzella pieghevole con telaio in alluminio. Peso totale: 15 kg. Struttura verniciata. Pedane girevoli, asportabili, regolabili in altezza. Braccioli "desk" ribaltabili con imbottitura. Schienale tensionabile regolabile in altezza. Dotata di

ruote pneumatiche, posteriori da Ø 600 ad estrazione rapida ed anteriori da Ø 180.
Possibilità di variare il carico spostando il centro dei perni delle ruote.

Disponibile con sedute da 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55 cm. Portata fino a 120 Kg. Modello registrato