



17.70N EVOLUTION ACTIVA COMPACT



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-70n-evolution-activa-compact/>

Descrizione Prodotto

EVOLUTION ACTIVA COMPACT

Evolution Activa Compact è un'estensione funzionale degli elementi fondamentali della nostra linea Evolution. Con la nuova linea Compact siamo riusciti a contenere

al massimo le misure d'ingombro, conservando una seduta variabile che può ospitare anche utilizzatori di taglia medio/grande. Telaio chiudibile a doppia crociera in duralluminio e materiali compositi. Possibilità di variare la profondità della seduta. Possibilità di variare l'assetto e la distribuzione dei carichi per mezzo delle sedi predisposte sulle ruote grandi e anche sulle ruote piccole. E' possibile variare anche l'altezza. Pedana intera apribile regolabile in altezza ed inclinazione del piede. Sedile e schienale imbottiti con fondi tensionabili. Fianchi laterali di contenimento degli abiti. Possibilità di variare l'altezza dello schienale. Freni di stazionamento. Maniglie per accompagnatore regolabili. Ruote posteriori da Ø 600 pneumatiche ad estrazione rapida ed anteriori da Ø 120 imperforabili. Tasche portaoggetti sullo schienale posteriore. **Portata fino a 120 kg. Disponibile con sedute da 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm. Modello registrato.**