



17.82N EVOLUTION ELECTRONIC JUNIOR



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/17-82n-evolution-electronic-junior/>

Descrizione Prodotto

Per utilizzatori da 8 a 15 anni circa

Carrozzella elettronica con telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri e rinforzato. Doppia crociera. Schienale e impugnature regolabili in altezza, Pedane regolabili, asportabili, girevoli e retrattili. Braccioli imbottiti tipo desk.

Ruote posteriori Ø 300 mm e ruote anteriori Ø 200 mm. Dotata di due motoriduttori da 160W con sblocco del riduttore (ruote libere). Due batterie sigillate da 42Ah senza manutenzione, ricaricabili ed asportabili. Guida programmabile. Comando elettronico munito di manipolatore. Freni elettromagnetici.

Seduta dotata di un sistema che permette di aumentare la profondità della seduta fino a 8 cm. Portata fino a 120 kg. Autonomia di circa 35/40 km. Velocità massima programmabile fino a 7,5 km/h. **Disponibile con seduta da cm 36 junior.**

Modello registrato.