



## 17.82N EVOLUTION ELETTRONICA



**Categoria Prodotto:** [Mobility](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/17-82n-evolution-elettronica/>

### Descrizione Prodotto

**Carrozzella elettronica con telaio pieghevole** in acciaio verniciato a polveri e rinforzato. Doppia crociera. Schienale e impugnature regolabili in altezza, Pedane regolabili, asportabili, girevoli e retrattili.

Braccioli ribaltabili imbottiti tipo □desk□. Ruote posteriori Ø 300mm e ruote anteriori Ø

200 mm.

Dotata di due motoriduttori da 180W con sblocco del riduttore (ruote libere). Due batterie sigillate da 40Ah senza manutenzione, ricaricabili ed asportabili. **Guida programmabile.** Comando elettronico munito di manipolatore. Freni elettromagnetici. Seduta dotata di un sistema che permette di aumentare la profondità della seduta fino a 8 cm. Portata fino a 120 kg. **Autonomia di circa 35/40 km.** Velocità massima programmabile fino a 7,5 km/h. **Disponibile con sedute da 42, 46 cm. Modello registrato.**