



## 18.64LA HI-LO ACTIVA VERTICALIZZANTE



**Categoria Prodotto:** [Mobility](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/18-64la-hi-lo-activa-verticalizzante/>

### Descrizione Prodotto

Linea e Design accattivante ed Activa. Struttura leggera in duralluminio con trattamento e finitura brillante.

Seduta con regolazione della profondità + 8 cm ed in altezza da cm 50 a cm 55. Ruotando i braccioli nella parte anteriore verso l'alto e/o il basso si attivano dei fulcri a leve posteriori che permettono la verticalizzazione con l'ausilio di una pompa a gas che serve per diminuire lo sforzo fisico dell'utente durante la fase di

salita. Le ruote anteriori e posteriori sono predisposte di sedi per le variazioni in altezza della seduta e possono essere spostate per dare stabilità e bilanciamento ottimale all'utilizzatore.

**Il piano di seduta può variare da 0° a 12° nella parte posteriore. Schienale e sedile tensionabili con cuscini imbottiti fissati con velcro.**

Disponibile con larghezza seduta da cm 36 (Junior) 38 - 40 - 42 - 44 - 46. Portata Max. 100 Kg. (75 Kg. Junior)