



18.64MB HI-LO BAMBY



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/18-64mb-hi-lo-bamby/>

Descrizione Prodotto

da 3 a 6 anni circa e da 6 a 10 anni circa

Telaio in duralluminio verniciato a polveri epossidiche. Carrozzina con sistema di

verticalizzazione a mezzo pompa a gas con comando a leva rinviato dietro lo schienale azionabile dall'accompagnatore. Sedile e schienale imbottiti rivestiti in tessuto lavabile e facilmente asportabili per la sanificazione seduta e schienale tensionabili. Schienale regolabile in altezza ed in inclinazione.

Variazione della profondità di seduta di +10 cm. Cinghia imbottita di contenimento del torace regolabile in larghezza ed apribile con innesto rapido. Fianchetti para-abiti. Maniglie di spinta per l'accompagnatore regolabili in altezza. Pedana asportabile con poggiapiedi indipendenti in alluminio, regolabili in altezza, profondità e inclinazione. Ginocchiera imbottita asportabile applicata alla pedana, regolabile in altezza, larghezza, profondità e inclinazione.

Ruote direzionali anteriori imperforabili Ø 100. Ruote posteriori pneumatiche Ø 560 asportabili ad estrazione rapida. Freni a pressione sulle ruote grandi. Gruppo supporto pedane e ginocchiera facilmente asportabile. **Disponibili con sedute da 28 cm adattabile a 34 cm di larghezza. Portata 75 kg.**