



18.68A HI-LO AVANTI



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/18-68a-hi-lo-avanti/>

Descrizione Prodotto

E' un ausilio tecnologico innovativo che permette all'utilizzatore anche di verticalizzarsi e quindi godere di tutti i vantaggi che la verticalizzazione acconsente (rafforzamento della struttura ossea ed articolare - favorisce la circolazione cardiovascolare - evita l'insorgenza di ulcere e piaghe da decubito - evita possibili insorgenze di trombosi e atrofie - acconsente relazioni in "stand-up" a dimensione

umana).

La trazione anteriore diminuisce l'ingombro dell'ausilio e permette utilizzo anche in spazi limitati. La seduta può essere regolata in altezza da un minimo di 45 cm a 54 cm; quindi si adatta a persone con altezza variabile da 160 cm a 190 cm. La regolazione della seduta permette di variare la profondità per adattare ad utilizzatori di taglie diverse. E' un'ausilio molto funzionale e versatile perché si adatta facilmente a utilizzatori esigenti con problematiche complesse.

Disponibile con sedute da 42 e 46 cm. Portata max. 120 Kg.