



18.68E HI-LO ELETTRICA



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/18-68e-hi-lo-elettrica/>

Descrizione Prodotto

18.68E HI-LO ELETTRICA

Poter assumere la posizione verticale non è solo migliorare la propria autonomia ma è anche un benessere terapeutico. La verticalizzazione permette di prevenire molti disturbi legati all'immobilità, quali l'insorgere di decubiti, cattiva circolazione, varie patologie dell'apparato muscolo scheletrico. Il movimento verticale è reciproco

con le articolazioni dell'utente. La particolare struttura della carrozzina HI-LO elettrica abbina alla robustezza del telaio una perfetta agilità e scorrevolezza nella guida. È possibile variare la larghezza del sedile e la profondità e l'angolo d'inclinazione dello schienale. Schienale abbattibile in avanti. La ginocchiera è regolabile ed asportabile e la fascia di contenimento regolabile al torace è in dotazione. I braccioli sono regolabili ed inclinabili. Protezioni laterali del sedile asportabili. **Disponibile in 2 versioni: 42 cm e 46 cm. Portata max. 120 Kg.**