



18.82N ELETTRONICA JUNIOR



Categoria Prodotto: [Linea Junior](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/18-82n-elettronica-junior/>

Descrizione Prodotto

Per utilizzatori da 8 a 15 anni circa

La nuova carrozzella elettronica 18.82N un prodotto molto versatile e funzionale. Grazie alle soluzioni tecniche in dotazione possibile variare sia la profondità della seduta da cm 40 a 52, la larghezza di + 7 cm su tutte le misure base.

I braccioli sono regolabili in altezza e ribaltabili. Il sedile e lo schienale sono

tensionabili con cuscino imbottito asportabile. Lo schienale allungabile con angolo variabile fino a 20° ed pieghevole in avanti per ridurre gli ingombri durante il trasporto. Le pedane sono girevoli, regolabili ed asportabili. E' possibile variare l'angolo della seduta sul piantone telescopico sotto al sedile fino a 16°.

Le ruote sono pneumatiche a sezione maggiorata. I componenti elettronici hanno una potenza fino a 50 Ah, le batterie sono da 42 Ah senza manutenzione; il caricabatteria elettronico in dotazione. Autonomia fino a 40 Km in condizioni normali. **Portata utilizzatore fino a 120 Kg. Seduta da cm 36.**