



18.82N ELETTRONICA



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/18-82n-elettronica/>

Descrizione Prodotto

La nuova carrozzella elettronica 18.82N è un prodotto molto versatile e funzionale. Grazie alle soluzioni tecniche in dotazione è possibile variare sia la profondità della seduta da cm 40 a 52, la larghezza di + 7 cm su tutte le misure base. I braccioli sono regolabili in altezza ed ribaltabili.

Il sedile e lo schienale sono tensionabili con cuscino imbottito asportabile. Lo schienale è allungabile con angolo variabile fino a 12° ed è pieghevole in avanti per ridurre gli ingombri durante il trasporto. Le pedane sono girevoli, regolabili ed asportabili.

È possibile variare l'angolo della seduta sul piantone telescopico sotto al sedile fino a 16°. Le ruote sono pneumatiche a sezione maggiorata. I componenti elettronici hanno una potenza fino a 50 Ah, le batterie sono da 42 Ah senza manutenzione; il caricabatteria elettronico è in dotazione. Autonomia fino a 40 Km in condizioni normali.

Portata utilizzatore fino a 120 Kg. Disponibile con larghezza seduta da 42 e 46 cm.