



## 19.98N New Space 1



**Categoria Prodotto:** [Mobility](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/19-98n-new-space-1/>

### Descrizione Prodotto

Carrozzella elettronica per uso prevalentemente esterno che permette di muoversi agevolmente anche all'interno delle residenze grazie alle misure contenute.

Il design è moderno e accattivante, raggruppa soluzioni tecniche ed innovative. Il sedile e lo schienale sono regolabili in profondità ed altezza da cm 40 a 52 con fondi tensionabili ed imbottiti con cuscino asportabile rivestito.

Braccioli imbottiti regolabili in altezza e asportabili. Fiancate laterali asportabili e regolabili in larghezza fino a cm 7 su ogni telaio base. Lo schienale è abbattibile

in avanti ed ha un angolo variabile fino a 12°, l'angolo del sedile può variare fino a 10°all'indietro.

Le pedane sono regolabili ed asportabili. Ruote pneumatiche maggiorate, 2 motoriduttori da 350 Watt, 2 batterie senza manutenzione da 65Ah. Joystick e regolatore elettronico da 80Ah. Set fari e frecce. Caricabatterie da 8Ah in dotazione. 5 livelli di velocità fino a max. 12 km. Autonomia in condizioni normali fino a 5 ore.

**Portata utente fino a 120 kg. Disponibile in 2 larghezze di seduta da cm. 42 e 46.**