



700.10 CARROZZELLA PIEGHEVOLE STANDARD



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/700-10-carrozzella-pieghevole-standard/>

Descrizione Prodotto

CARROZZELLA STANDARD

Struttura in tubo d'acciaio verniciato, doppia crociera, sedile, schienale e braccioli imbottiti.

Braccioli ribaltabili e pieghevoli posteriori fino ad appoggiare sul fondo dello

schienale, fascia poggiapolpacci regolabile ed asportabile.

Pedane girevoli, asportabili e regolabili. Maniglioni per accompagnatore, staffe posteriori per aiutare a superare i gradini, ruote posteriori pneumatiche con corrimano per l'autospinta e freni di stazionamento.

Ruote anteriori Ø 200 X 32 imperforabili, tasca portaoggetti ricavata sullo schienale posteriore.

Sedute disponibili: cm 41-46.

Peso kg 18.

Portata kg 120.

Requisiti secondo la Norma EN ISO 12183.