



## 11.40T Deambulatore con tavolo imbottito



**Categoria Prodotto:** [IHS](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/deambulatore-con-tavolo-imbottito/>

### Descrizione Prodotto

Struttura in acciaio verniciato chiudibile, tavolo di appoggio pettorale imbottito e rivestito con morbido skay lavabile e antigraffio. Impugnature anteriori in gomma

morbida, regolabili in altezza e profondità, con leve freno a mano di emergenza e stazionamento che agiscono sulle ruote posteriori, sedile in poliuretano, cestone portaoggetti, 4 ruote imperforabili Ø 200x50. Le anteriori direzionali su cuscinetti a sfera.

Portata kg 100.

Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2.