



## 11.41N Deambulatore tipo rollator standard



**Categoria Prodotto:** [IHS](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/deambulatore-tipo-rollator-standard/>

### Descrizione Prodotto

Struttura in acciaio verniciato chiudibile, maniglie regolabili con impugnature anatomiche morbide e freni di emergenza e stazionamento, sedile in poliuretano,

cesta portaoggetti, 4 ruote Ø 200x50. Le anteriori direzionali su cuscinetti a sfera.  
Portata kg. 100.  
Requisiti secondo la norma EN ISO 11199-2.