



18.92 - RAMPEGA® AND DRIVE



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/rampega-and-drive/>

Descrizione Prodotto

E' sostanzialmente una carrozzina elettronica che si muove con un controllo elettronico in più. La seduta si abbassa fino a 40 cm da terra. Le pedane sono

girevoli ed asportabili; i braccioli regolabili in altezza ed abbassabili fino ad arrivare in linea con il sedile.

Grazie all'avanzamento della parte superiore può entrare in un'auto di dimensioni medie e sostituire il sedile di guida, sempre che l'utilizzatore sia abilitato a condurre un veicolo. Vengono predisposti dei sistemi di bloccaggio automatico e manuale che bloccano l'ausilio quando RAMPEGA® è sistemato nella zona di guida (SUPPL. 14.90).

La regolazione della seduta da cm 40 a cm 58 di RAMPEGA® offre molti vantaggi: per una perfetta visibilità quando si è all'interno di un veicolo; quando si deve accedere a tavoli, scrivanie, lavelli ecc.; per facilitare le traslazioni laterali al letto, alla poltrona, al W.C. Con RAMPEGA® si accede ai veicoli con sollevatori, corsie o pedane.

Disponibile con sedute da 40 e 45 cm.

Portata max. fino a 120 Kg.