



10.48XXL SOSTEGNI PER LETTO



Categoria Prodotto: [Extra Large Solutions](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/sostegni-per-letto/>

Descrizione Prodotto

Sostegno con base per alzarsi dal letto.

Struttura rinforzata in acciaio verniciato. Telaio smontabile. Triangolo in nylon antitrauma con cinghia regolabile in altezza.

Portata max. 180 Kg.

Requisiti secondo la Norma ISO EN 1970.