



## 10.44XXL SOSTEGNO PER ALZARSI DAL LETTO



**Categoria Prodotto:** [Extra Large Solutions](#)

**URL Prodotto:** <https://vassilli.it/prodotto/sostegno-per-alzarsi-dal-letto/>

### Descrizione Prodotto

Supporto rinforzato adatto ai nostri letti. Struttura in acciaio verniciato.

Triangolo in nylon con cinghia regolabile in altezza.

**Portata max. 180 Kg.**

Requisiti secondo la Norma ISO EN 1970.