



VARIO PLUS 12.17E



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/vario-plus-12-17e/>

Descrizione Prodotto

VARIO PLUS ELETTRICA MULTIFUNZIONE

Carrozzina multifunzione con movimenti elettroassistiti alimentati da batteria,

funzioni su pulsantiera.

Seduta basculante, fino a 45°, e controbasculante, fino a 10°, elettricamente e regolabile manualmente in altezza sino a + 6 cm ed in profondità sino a + 12 cm.

Pedane inclinabili elettricamente indipendenti ed asportabili; poggiapiedi apribili e regolabili manualmente in flessione-estensione e cuscini poggiapolpacci imbottiti e regolabili. Fianchetti laterali asportabili, regolabili in larghezza e profondità.

Braccioli imbottiti reclinabili, regolabili in altezza ed inclinazione e dotati di sistema che permette di seguire il movimento di inclinazione dello schienale durante tale funzione. Sedile imbottito anatomico applicato sul fondo rigido ed asportabile su velcro. Schienale inclinabile elettrico imbottito anatomico avvolgente su fondo rigido in alluminio sagomato ed asportabile su velcro; poggiatesta imbottito semi invasivo con paratie, regolabile in altezza e profondità su base rotazionale, maniglie per l'accompagnatore regolabili e girevoli. Ruote posteriori pneumatiche Ø 300 mm con freni, ruotine antiribaltamento asportabili e girevoli; anteriori direzionali piroettanti Ø 200 mm. Portata max. 120 Kg.

* Disponibile anche in versione con ruote posteriori Ø 600 come illustrato.