



VARIO PLUS 12.17T



Categoria Prodotto: [Mobility](#)

URL Prodotto: <https://vassilli.it/prodotto/vario-plus-12-17t-2/>

Descrizione Prodotto

CARROZZINA CON TELAIO BASCULANTE SERVOASSISTITA

Indicata per utilizzatori di limitata mobilità che necessitano di continue

diversificazioni della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post chirurgiche, circolatorie, articolari e/o di resistenza fisica imposta da distonie e/o contrazioni. Seduta variabile in profondità con articolazioni reciproche. Braccioli asportabili e regolabili in altezza. Appoggiapiedi inclinabili, regolabili e asportabili. Basculamento fino a 45° a mezzo pompa a gas, inclinazione schienale fino a 60° a mezzo pompa a gas. Sedile imbottito fissato sul fondo in tessuto asportabile su velcro. Schienale imbottito avvolgente asportabile tensionabile. Poggiatesta imbottito seminvasivo regolabile in altezza e profondità su base rotazionale. Disponibile in due larghezze di seduta cm 40 - 45. Portata max 120 kg.